

# AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labortechnik, Glasshop

Geismet 11

CH-4317 Wegenstetten AG


Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

## AMSI - Flaschen



Februar 2018 / kapitel 11 op 2018

**Alle Preise auf Anfrage!**

### 11.001.xxx

#### Laborflaschen aus Borosilikatglas 3.3

DIN-Gewinde, mit Teilung, komplett mit blauer Schraubverschlusskappe und Ausgliessring aus PP, ISO 4796-1

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|----|------------|
| 11.001.003  | 100       | 45         |  | 10 |            |
| 11.001.004  | 250       | 45         |  | 10 |            |
| 11.001.005  | 500       | 45         |  | 10 |            |
| 11.001.006  | 1000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.001.007  | 2000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.001.008  | 5000      | 45         |  |    |            |
| 11.001.009  | 10000     | 45         |  |    |            |
| 11.001.010  | 20000     | 45         |  |    |            |



### 11.002.xxx

#### Laborflaschen aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas

DIN-Gewinde, mit Teilung, komplett mit blauer Schraubverschlusskappe und Ausgliessring aus PP, ISO 4796-1

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|----|------------|
| 11.002.003  | 100       | 45         |  | 10 |            |
| 11.002.004  | 250       | 45         |  | 10 |            |
| 11.002.005  | 500       | 45         |  | 10 |            |
| 11.002.006  | 1000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.002.007  | 2000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.002.008  | 5000      | 45         |  |    |            |
| 11.002.009  | 10000     | 45         |  |    |            |
| 11.002.010  | 20000     | 45         |  |    |            |



**BRAUNGLAS**

# AMSI-Glas AG

## Glasapparate, Labortechnik, Glasshop

Geismet 11  
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

### 11.003.xxx

#### Laborflaschen DURAN

DIN-Gewinde, mit Teilung, **ohne** Schraubverschlusskappe und Ausgiessring,  
ISO 4796, mit Retrace Code

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|----|------------|
| 11.003.001  | 25        | 25         |  | 10 |            |
| 11.003.002  | 50        | 32         |  | 10 |            |
| 11.003.003  | 100       | 45         |  | 10 |            |
| 11.003.103  | 150       | 45         |  | 10 |            |
| 11.003.004  | 250       | 45         |  | 10 |            |
| 11.003.005  | 500       | 45         |  | 10 |            |
| 11.003.105  | 750       | 45         |  | 10 |            |
| 11.003.006  | 1000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.003.007  | 2000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.003.107  | 3500      | 45         |  |    |            |
| 11.003.008  | 5000      | 45         |  |    |            |
| 11.003.009  | 10000     | 45         |  |    |            |
| 11.003.010  | 15000     | 45         |  |    |            |
| 11.003.011  | 20000     | 45         |  |    |            |



Retrace Code

### 11.004.xxx

#### Laborflaschen DURAN

DIN-Gewinde, mit Teilung, **mit** blauer Schraubverschlusskappe und Ausgiessring,  
ISO 4796, mit Retrace Code

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|----|------------|
| 11.004.001  | 25        | 25         |  | 10 |            |
| 11.004.002  | 50        | 32         |  | 10 |            |
| 11.004.003  | 100       | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.103  | 150       | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.004  | 250       | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.005  | 500       | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.105  | 750       | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.006  | 1000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.007  | 2000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.107  | 3500      | 45         |  |    |            |
| 11.004.008  | 5000      | 45         |  |    |            |
| 11.004.009  | 10000     | 45         |  |    |            |
| 11.004.010  | 15000     | 45         |  |    |            |
| 11.004.011  | 20000     | 45         |  |    |            |



Retrace Code

# AMSI-Glas AG

## Glasapparate, Labortechnik, Glasshop

Geismet 11  
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

### 11.004.1xx

#### Laborflaschen DURAN - Braunglas -

DIN-Gewinde, mit Teilung, **ohne** Schraubverschlusskappe und Ausgiessring,  
ISO 4796, mit Retrace Code

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|----|------------|
| 11.004.101  | 25        | 25         |  | 10 |            |
| 11.004.102  | 50        | 32         |  | 10 |            |
| 11.004.103  | 100       | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.104  | 250       | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.105  | 500       | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.106  | 1000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.107  | 2000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.004.108  | 5000      | 45         |  |    |            |
| 11.004.109  | 10000     | 45         |  |    |            |
| 11.004.110  | 15000     | 45         |  |    |            |
| 11.004.111  | 20000     | 45         |  |    |            |



Retrace Code


Andere Grössen auf Anfrage

### 11.005.xxx

#### Enghals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas

Mit Normschliff, **ohne** Stopfen, DIN 12 035

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS-H  |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.005.001  | 50        | 14/15 |  |  |            |
| 11.005.002  | 100       | 14/23 |  |  |            |
| 11.005.003  | 250       | 19/26 |  |  |            |
| 11.005.004  | 500       | 24/29 |  |  |            |
| 11.005.005  | 1000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.005.006  | 2000      | 29/32 |  |  |            |



### 11.006.xxx

#### Enghals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas

Mit Normschliff, **ohne** Stopfen, DIN 12 035

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS-H  |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.006.001  | 50        | 14/15 |  |  |            |
| 11.006.002  | 100       | 14/23 |  |  |            |
| 11.006.003  | 250       | 19/26 |  |  |            |
| 11.006.004  | 500       | 24/29 |  |  |            |
| 11.006.005  | 1000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.006.006  | 2000      | 29/32 |  |  |            |




BRAUNGLAS

### 11.007.xxx

#### Enghals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas

Mit massivem NS-Glasstopfen (halbhohl), DIN 12 036

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.007.001  | 50        | 14/15 |  |  |            |
| 11.007.002  | 100       | 14/23 |  |  |            |
| 11.007.003  | 250       | 19/26 |  |  |            |
| 11.007.004  | 500       | 24/29 |  |  |            |
| 11.007.005  | 1000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.007.006  | 2000      | 29/32 |  |  |            |




### 11.008.xxx

#### Enghals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas

Mit massivem NS-Glasstopfen (halbhohl), DIN 12 036

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.008.001  | 50        | 14/15 |  |  |            |
| 11.008.002  | 100       | 14/23 |  |  |            |
| 11.008.003  | 250       | 19/26 |  |  |            |
| 11.008.004  | 500       | 24/29 |  |  |            |
| 11.008.005  | 1000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.008.006  | 2000      | 29/32 |  |  |            |



**BRAUNGLAS**

### 11.013.xxx

#### Enghals-Steilbrustflaschen, aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas

Mit Normschliff, ohne Teilung, ohne Stopfen, DIN 12 035

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS-H  |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.013.001  | 10        | 10/19 |  |  |            |
| 11.013.002  | 25        | 14/23 |  |  |            |
| 11.013.102  | 30        | 14/23 |  |  |            |
| 11.013.003  | 50        | 14/23 |  |  |            |
| 11.013.004  | 100       | 14/23 |  |  |            |
| 11.013.005  | 250       | 19/26 |  |  |            |
| 11.013.006  | 500       | 24/29 |  |  |            |
|             |           |       |  |  |            |
| 11.013.007  | 1000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.013.008  | 2000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.013.009  | 5000      | 45/40 |  |  |            |
| 11.013.010  | 10000     | 60/46 |  |  |            |
| 11.013.011  | 20000     | 60/46 |  |  |            |




### 11.014.xxx

#### Enghals-Steilbrustflaschen, aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas

Mit Normschliff, ohne Teilung, ohne Stopfen, DIN 12 035

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS-H  |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.014.001  | 10        | 10/19 |  |  |            |
| 11.014.002  | 25        | 14/23 |  |  |            |
| 11.014.102  | 30        | 14/23 |  |  |            |
| 11.014.003  | 50        | 14/23 |  |  |            |
| 11.014.004  | 100       | 14/23 |  |  |            |
| 11.014.005  | 250       | 19/26 |  |  |            |
| 11.014.006  | 500       | 24/29 |  |  |            |
| 11.014.007  | 1000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.014.008  | 2000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.014.009  | 5000      | 45/40 |  |  |            |
| 11.014.010  | 10000     | 60/46 |  |  |            |
| 11.014.011  | 20000     | 60/46 |  |  |            |



**BRAUNGLAS**

### 11.015.xxx

#### Enghals-Steilbrustflaschen, aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas

Mit massivem NS-Glasstopfen, ohne Teilung, DIN 12 035

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS-H  |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.015.001  | 10        | 10/19 |  |  |            |
| 11.015.002  | 25        | 14/23 |  |  |            |
| 11.015.102  | 30        | 14/23 |  |  |            |
| 11.015.003  | 50        | 14/23 |  |  |            |
| 11.015.004  | 100       | 14/23 |  |  |            |
| 11.015.005  | 250       | 19/26 |  |  |            |
|             |           |       |  |  |            |
| 11.015.006  | 500       | 24/29 |  |  |            |
| 11.015.007  | 1000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.015.008  | 2000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.015.009  | 5000      | 45/40 |  |  |            |
| 11.015.010  | 10000     | 60/46 |  |  |            |
| 11.015.011  | 20000     | 60/46 |  |  |            |



### 11.016.xxx

#### Enghals-Steilbrustflaschen, aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas

Mit massivem NS-Glasstopfen, ohne Teilung, DIN 12 035

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.016.001  | 10        | 10/19 |  |  |            |
| 11.016.002  | 25        | 14/23 |  |  |            |
| 11.016.102  | 30        | 14/23 |  |  |            |
| 11.016.003  | 50        | 14/23 |  |  |            |
| 11.016.004  | 100       | 14/23 |  |  |            |
| 11.016.005  | 250       | 19/26 |  |  |            |
|             |           |       |  |  |            |
| 11.016.006  | 500       | 24/29 |  |  |            |
| 11.016.007  | 1000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.016.008  | 2000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.016.009  | 5000      | 45/40 |  |  |            |
| 11.016.010  | 10000     | 60/46 |  |  |            |
| 11.016.011  | 20000     | 60/46 |  |  |            |




**BRAUNGLAS**

### 11.021.xxx

#### Weithals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas

Mit Normschliff, ohne Teilung, ohne Stopfen, DIN 12 035

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS-H  |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.021.001  | 50        | 24/20 |  |  |            |
| 11.021.002  | 100       | 29/22 |  |  |            |
| 11.021.003  | 250       | 34/24 |  |  |            |
| 11.021.004  | 500       | 45/27 |  |  |            |
| 11.021.005  | 1000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.021.006  | 2000      | 60/46 |  |  |            |




### 11.022.xxx

#### Weithals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas

Mit Normschliff, ohne Teilung, ohne Stopfen, DIN 12 035

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS-H  |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.022.001  | 50        | 24/20 |  |  |            |
| 11.022.002  | 100       | 29/22 |  |  |            |
| 11.022.003  | 250       | 34/24 |  |  |            |
| 11.022.004  | 500       | 45/27 |  |  |            |
| 11.022.005  | 1000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.022.006  | 2000      | 60/46 |  |  |            |




**BRAUNGLAS**

### 11.023.xxx

#### Weithals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas

Mit massivem NS-Glasstopfen (halbhohl), ohne Teilung, DIN 12 035

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.023.001  | 50        | 24/20 |  |  |            |
| 11.023.002  | 100       | 29/22 |  |  |            |
| 11.023.003  | 250       | 34/24 |  |  |            |
| 11.023.004  | 500       | 45/27 |  |  |            |
| 11.023.005  | 1000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.023.006  | 2000      | 60/46 |  |  |            |



### 11.024.xxx

#### Weithals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas

Mit massivem NS-Glasstopfen (halbhohl), ohne Teilung, DIN 12 035

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.024.001  | 50        | 24/20 |  |  |            |
| 11.024.002  | 100       | 29/22 |  |  |            |
| 11.024.003  | 250       | 34/24 |  |  |            |
| 11.024.004  | 500       | 45/27 |  |  |            |
| 11.024.005  | 1000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.024.006  | 2000      | 60/46 |  |  |            |




**BRAUNGLAS**

### 11.029.xxx

#### Weithals-Standflaschen aus Borosilikatglas, Klarglas

Mit Normschliff, ohne Stopfen, ohne Teilung

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.029.001  | 50        | 24/20 |  |  |            |
| 11.029.002  | 100       | 19/26 |  |  |            |
| 11.029.003  | 100       | 29/22 |  |  |            |
| 11.029.004  | 250       | 34/35 |  |  |            |
| 11.029.005  | 500       | 45/40 |  |  |            |
| 11.029.006  | 1000      | 45/40 |  |  |            |
| 11.029.007  | 1000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.029.008  | 2000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.029.009  | 5000      | 85/55 |  |  |            |
| 11.029.010  | 10000     | 85/55 |  |  |            |
| 11.029.011  | 20000     | 85/55 |  |  |            |



DURAN mit Retrace Code auf Anfrage




### 11.030.xxx

#### Weithals-Standflaschen aus Borosilikatglas, Braunglas

Mit Normschliff, ohne Stopfen, ohne Teilung

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.030.001  | 50        | 24/20 |  |  |            |
| 11.030.002  | 100       | 19/26 |  |  |            |
| 11.030.003  | 100       | 29/22 |  |  |            |
| 11.030.004  | 250       | 34/35 |  |  |            |
| 11.030.005  | 500       | 45/40 |  |  |            |
| 11.030.006  | 1000      | 45/40 |  |  |            |
| 11.030.007  | 1000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.030.008  | 2000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.030.009  | 5000      | 85/55 |  |  |            |
| 11.030.010  | 10000     | 85/55 |  |  |            |
| 11.030.011  | 20000     | 85/55 |  |  |            |



**BRAUNGLAS**

### 11.031.xxx

#### Weithals-Standflaschen aus Borosilikatglas, Klarglas

Mit NS-Glasstopfen, ohne Teilung

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.031.001  | 50        | 24/20 |  |  |            |
| 11.031.002  | 100       | 29/22 |  |  |            |
| 11.031.003  | 250       | 34/35 |  |  |            |
| 11.031.004  | 500       | 45/40 |  |  |            |
| 11.031.005  | 1000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.031.006  | 2000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.031.007  | 5000      | 85/55 |  |  |            |
| 11.031.008  | 10000     | 85/55 |  |  |            |
| 11.031.009  | 20000     | 85/55 |  |  |            |




DURAN mit Retrace Code auf Anfrage

### 11.032.xxx

#### Weithals-Standflaschen aus Borosilikatglas, Braunglas

Mit NS-Glasstopfen, ohne Teilung

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.032.001  | 50        | 24/20 |  |  |            |
| 11.032.002  | 100       | 29/22 |  |  |            |
| 11.032.003  | 250       | 34/35 |  |  |            |
| 11.032.004  | 500       | 45/40 |  |  |            |
| 11.032.005  | 1000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.032.006  | 2000      | 60/46 |  |  |            |
| 11.032.007  | 5000      | 85/55 |  |  |            |
| 11.032.008  | 10000     | 85/55 |  |  |            |
| 11.032.009  | 20000     | 85/55 |  |  |            |




**BRAUNGLAS**

### 11.035.xxx

#### Abklärflaschen aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas

Gewinde GL 45 und roter Schraubkappe, Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen.

| Artikel-Nr. | Inhalt ml   | mit Bodentubus GL |  | CHF / Stk. |
|-------------|---|-------------------|--|------------|
| 11.035.001  | 500   | 18                |  |            |
| 11.035.002  | 1000  | 18                |  |            |
| 11.035.003  | 2000  | 25                |  |            |
| 11.035.004  | 5000  | 25                |  |            |
| 11.035.005  | 10000   | 25                |  |            |
| 11.035.006  | Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, allein, für 1 - 2 Liter  |                   |  |            |
| 11.035.007  | Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, allein, für 5 + 10 Liter |                   |  |            |



### 11.036.xxx

#### Abklärflaschen aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas

Gewinde GL 45 mit roter Schraubkappe, Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen.

| Artikel-Nr. | Inhalt ml   | mit Bodentubus GL |  | CHF / Stk. |
|-------------|---|-------------------|--|------------|
| 11.036.001  | 500   | 18                |  |            |
| 11.036.002  | 1000  | 18                |  |            |
| 11.036.003  | 2000  | 25                |  |            |
| 11.036.004  | 5000  | 25                |  |            |
| 11.036.005  | 10000   | 25                |  |            |
| 11.036.006  | Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, allein, für 1 - 2 Liter  |                   |  |            |
| 11.036.007  | Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, allein, für 5 + 10 Liter |                   |  |            |




### 11.037.xxx

#### Abklärflaschen (Stutzenflaschen) DURAN

Bodentubus mit NS, Hals ungeschliffen, ohne Stopfen, mit Retrace Code

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | mit Bodentubus NS | VE | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------------------|----|------------|
| 11.037.001  | 500       | 19/26             | 10 |            |
| 11.037.002  | 1000      | 19/26             | 10 |            |
| 11.037.003  | 2000      | 19/26             |    |            |
| 11.037.004  | 5000      | 29/32             |    |            |
| 11.037.005  | 10000     | 29/32             |    |            |
| 11.037.006  | 20000     | 29/32             |    |            |





### 11.038.xxx

#### Abklärflaschen (Stutzenflaschen) DURAN

Bodentubus mit NS, komplett mit NS-Hahn und NS-Stopfen, mit Retrace Code

| Artikel-Nr.            | Inhalt ml  | Hals NS | Bodentubus NS | VE | CHF / Stk. |
|------------------------|------------|---------|---------------|----|------------|
| 11.038.001             | 500        | 24/29   | 19/26         | 10 |            |
| 11.038.002             | 1000       | 29/32   | 19/26         | 10 |            |
| 11.038.003             | 2000       | 29/32   | 19/26         |    |            |
| 11.038.004             | 5000       | 45/40   | 29/32         |    |            |
| 11.038.005             | 10000      | 60/46   | 29/32         |    |            |
| 11.038.006             | 20000      | 60/46   | 29/32         |    |            |
| <b>Ablaufhahn dazu</b> |            |         |               |    |            |
| 11.038.007             | 500-2000   |         | 19/26         |    |            |
| 11.038.008             | 5000-20000 |         | 29/32         |    |            |




### 11.039.xxx

#### Abklärflaschen (Stutzenflaschen) DURAN

Hals mit DIN-Gewinde GL 45, Bodentubus GL 32, komplett mit Schraubverschlusskappe, Silikondichtung, Ablaufhahn und PTFE-Spindel, mit Retrace Code

| Artikel-Nr.  | Inhalt ml    |              |  |              | CHF / Stk. |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| 11.039.001   | 1000         |              |  |              |            |
| 11.039.002   | 2000         |              |  |              |            |
| 11.039.003   | 5000         |              |  |              |            |
| 11.039.004   | 10000        |              |  |              |            |
| <b>Ablaufhahn mit PTFE-Spindel für GL 32, allein</b> |              |              |  |              |            |
| 11.039.005   | 1000+2000    | 6 mm Bohrung |  |              |            |
| 11.039.006   | 5000+10000   | 8 mm Bohrung |  |              |            |
| <b>Silikondichtung für GL 32</b>                     |              |              |  |              |            |
| 11.039.007   | 1000 + 2000  | 29x10 mm     |  | VE = 10 Stk. |            |
| 11.039.008   | 5000 + 10000 | 29x12 mm     |  | VE = 10 Stk. |            |




### 11.040.xxx

#### Säurekappenflaschen aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas

Mit NS-Griffstopfen und Glaskappe.

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|----|--|--|------------|
| 11.040.001  | 100       | 19 |  |  |            |
| 11.040.002  | 250       | 19 |  |  |            |
| 11.040.003  | 500       | 19 |  |  |            |
| 11.040.004  | 1000      | 19 |  |  |            |



### 11.041.xxx

#### Säurekappenflaschen aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas

Mit NS-Griffstopfen und Glaskappe.

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|----|--|--|------------|
| 11.041.001  | 100       | 19 |  |  |            |
| 11.041.002  | 250       | 19 |  |  |            |
| 11.041.003  | 500       | 19 |  |  |            |
| 11.041.004  | 1000      | 19 |  |  |            |



**BRAUNGLAS**

### 11.043.xxx

#### Woulff'sche-Flaschen mit NS

Mit **zwei** Hälsen, aus Borosilikatglas 3.3, vakuumfest

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.043.001  | 250       | 14/23 |  |  |            |
| 11.043.002  | 500       | 19/26 |  |  |            |
| 11.043.003  | 1000      | 24/29 |  |  |            |
| 11.043.004  | 2000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.043.005  | 5000      | 34/35 |  |  |            |



**0869-22-...**

### 11.044.xxx

#### Woulff'sche-Flaschen mit NS

Mit **drei** Hälsen, aus Borosilikatglas 3.3, vakuumfest

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS    |  |  | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|-------|--|--|------------|
| 11.044.001  | 250       | 14/23 |  |  |            |
| 11.044.002  | 500       | 19/26 |  |  |            |
| 11.044.003  | 1000      | 24/29 |  |  |            |
| 11.044.004  | 2000      | 29/32 |  |  |            |
| 11.044.005  | 5000      | 34/35 |  |  |            |




**0869-33-...**

### 11.046.xxx

#### Enghals-Gewindeflaschen aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas

Mit Gewinde und Schraubverschluss

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE = Stk. | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|-----------|------------|
| 11.046.001  | 30        | 18         |  | 143       |            |
| 11.046.002  | 50        | 18         |  | 120       |            |
| 11.046.003  | 100       | 22         |  | 72        |            |
| 11.046.103  | 120       | 22         |  |           |            |
| 11.046.004  | 150       | 22         |  |           |            |
| 11.046.005  | 200       | 22         |  |           |            |
| 11.046.006  | 250       | 22         |  | 42        |            |
| 11.046.007  | 500       | 25         |  | 35        |            |
| 11.046.008  | 1000      | 28         |  | 20        |            |




### 11.047.xxx

#### Enghals-Gewindeflaschen aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas

mit Gewinde und Schraubverschluss

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE = Stk. | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|-----------|------------|
| 11.047.101  | 10        | 18         |  |           |            |
| 11.047.001  | 30        | 18         |  |           |            |
| 11.047.002  | 50        | 18         |  | 120       |            |
| 11.047.003  | 100       | 22         |  | 105       |            |
| 11.047.103  | 120       | 22         |  |           |            |
| 11.047.004  | 150       | 22         |  |           |            |
| 11.047.005  | 200       | 22         |  | 63        |            |
| 11.047.006  | 250       | 22         |  | 42        |            |
| 11.047.007  | 500       | 25         |  | 35        |            |
| 11.047.008  | 1000      | 28         |  | 20        |            |



**BRAUNGLAS**

### 11.048.xxx

#### Weithalsgläser aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas

Mit Gewinde und Schraubverschluss

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE = Stk. | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|-----------|------------|
| 11.048.001  | 25        | 28         |  | 120       |            |
| 11.048.002  | 30        | 32         |  | 126       |            |
| 11.048.003  | 50        | 32         |  | 85        |            |
| 11.048.004  | 75        | 40         |  |           |            |
| 11.048.005  | 100       | 40         |  | 63        |            |



# AMSI-Glas AG

## Glasapparate, Labortechnik, Glasshop

Geismet 11  
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

### 11.048.xxx

#### Weithalsgläser aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas

Fortsetzung

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE = Stk. | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|-----------|------------|
| 11.048.006  | 125       | 40         |  | 80        |            |
| 11.048.007  | 150       | 45         |  | 42        |            |
| 11.048.008  | 200       | 55         |  | 56        |            |
| 11.048.009  | 250       | 55         |  | 48        |            |
| 11.048.010  | 300       | 55         |  | 42        |            |
|             |           |            |  |           |            |
| 11.048.011  | 500       | 55         |  | 20        |            |
| 11.048.012  | 1000      | 68         |  | 18        |            |



### 11.049.xxx

#### Weithalsgläser aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas

Mit Gewinde und Schraubverschluss

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE = Stk. | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|-----------|------------|
| 11.049.001  | 25        | 28         |  | 126       |            |
| 11.049.002  | 30        | 32         |  | 126       |            |
| 11.049.003  | 50        | 32         |  | 85        |            |
| 11.049.004  | 75        | 40         |  | 99        |            |
| 11.049.005  | 100       | 40         |  | 63        |            |
|             |           |            |  |           |            |
| 11.049.006  | 125       | 40         |  | 84        |            |
| 11.049.007  | 150       | 45         |  | 48        |            |
| 11.049.008  | 200       | 55         |  | 35        |            |
| 11.049.009  | 250       | 55         |  | 42        |            |
| 11.049.010  | 300       | 55         |  | 42        |            |
|             |           |            |  |           |            |
| 11.049.011  | 500       | 55         |  | 20        |            |
| 11.049.012  | 1000      | 68         |  | 12        |            |



### 11.060.xxx

#### Laborflaschen - Weithals - DURAN, Klarglas

Mit Gewinde **GLS 80**, komplett mit Schnellschraubverschluss und Ausgiessring aus PP (140°C), autoklavierbar, mit Retrace Code

| Artikel-Nr.                                       | Inhalt<br>ml | Flaschen-<br>Adm. mm | Höhe<br>ohne Kappe | VE | CHF / Stk. |
|---|--------------|----------------------|--------------------|----|------------|
| 11.060.001  | 500          | 101                  | 152                | 10 |            |
| 11.060.002  | 1000         | 101                  | 222                | 10 |            |
| 11.060.003  | 2000         | 136                  | 252                | 10 |            |
| 11.060.004  | 5000         | 182                  | 314                | 1  |            |
| 11.060.005  | 10000        | 227                  | 389                | 1  |            |
| 11.060.006  | 20000        | 288                  | 484                | 1  |            |
| <b>Schnellschraubverschluss, PP, blau, allein</b> |              |                      |                    |    |            |
| 11.060.007  |              |                      |                    | 10 |            |
| <b>Ausgiessring aus PP, blau, allein</b>          |              |                      |                    |    |            |
| 11.060.008  |              |                      |                    | 10 |            |



Retrace Code

### 11.061.xxx

#### Laborflaschen - Weithals - DURAN, Braunglas

Mit Gewinde **GLS 80**, komplett mit Schnellschraubverschluss und Ausgiessring aus PP (140°C) -blau -, autoklavierbar, mit Retrace Code

| Artikel-Nr.                                       | Inhalt<br>ml | Flaschen-<br>Adm. mm | Höhe<br>mm | VE | CHF / Stk. |
|---|--------------|----------------------|------------|----|------------|
| 11.061.001  | 500          | 101                  | 152        | 10 |            |
| 11.061.002  | 1000         | 101                  | 222        | 10 |            |
| 11.061.003  | 2000         | 136                  | 252        | 10 |            |
| 11.061.004  | 5000         | 182                  | 314        | 1  |            |
| 11.061.005  | 10000        | 227                  | 389        | 1  |            |
| 11.061.006  | 20000        | 288                  | 484        | 1  |            |
| <b>Schnellschraubverschluss, PP, blau, allein</b> |              |                      |            |    |            |
| 11.061.007  |              |                      |            | 10 |            |
| <b>Ausgiessring aus PP, blau, allein</b>          |              |                      |            |    |            |
| 11.061.008  |              |                      |            | 10 |            |



Retrace Code  
**BRAUNGLAS**



# AMSI-Glas AG

## Glasapparate, Labortechnik, Glasshop

Geismet 11  
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93  
Fax +41 61 873 90 94  
www.amsi.ch  
info@amsi.ch

### 11.062.xxx

#### Laborflaschen - DURAN Protect, Kunststoffummantelt (PU)

DIN-Gewinde GL, mit Teilung, ohne Kappe und Ausgiessring, mit Retrace Code

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL |  | VE | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|--|----|------------|
| 11.062.001  | 25        | 25         |  | 10 |            |
| 11.062.002  | 50        | 32         |  | 10 |            |
| 11.062.003  | 100       | 45         |  | 10 |            |
| 11.062.004  | 250       | 45         |  | 10 |            |
| 11.062.005  | 500       | 45         |  | 10 |            |
| 11.062.006  | 1000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.062.007  | 2000      | 45         |  | 10 |            |
| 11.062.008  | 5000      | 45         |  | 1  |            |
| 11.062.009  | 10000     | 45         |  | 1  |            |
| 11.062.010  | 20000     | 45         |  | 1  |            |



Retrace Code  
Protect


Andere Grössen auf Anfrage

### 11.063.xxx

#### Vierkant-Laborflaschen - DURAN,

DIN-Gewinde GL, mit Teilung, komplett mit blauer Schraubverschlusskappe und Ausgiessring aus PP, mit Retrace Code

| Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL | Totalhöhe ohne Kappe | VE | CHF / Stk. |
|-------------|-----------|------------|----------------------|----|------------|
| 11.063.001  | 100       | 32         | 109                  | 10 |            |
| 11.063.002  | 250       | 45         | 143                  | 10 |            |
| 11.063.003  | 500       | 45         | 181                  | 10 |            |
| 11.063.004  | 1000      | 45         | 222                  | 10 |            |



Retrace Code

### 11.064.xxx

#### Premium-Flaschen - DURAN

Mit Verschluss aus TpCh 260 (ähnlich PFA) und Ausgiessring. Retrace Code  
Verschluss temperaturbeständig von -196°C bis +260°C

| Artikel-Nr.  | Inhalt ml | Gewinde GL | Totalhöhe ohne Kappe | VE | CHF / Stk. |
|--|-----------|------------|----------------------|----|------------|
| 11.064.001   | 100       | 45         | 100                  | 10 |            |
| 11.064.002   | 250       | 45         | 138                  | 10 |            |
| 11.064.003   | 500       | 45         | 176                  | 10 |            |
| 11.064.004   | 1000      | 45         | 225                  | 10 |            |
| <b>Schraubverschluss allein, mit PTFE beschichteter Silikoneinlage</b> |           |            |                      |    |            |
| 11.064.005   |           | 45         |                      | 5  |            |
| <b>Ausgiessring allein, farblos</b>                                    |           |            |                      |    |            |
| 11.064.006   |           | 45         |                      | 5  |            |



Retrace Code  
Premium-Flasche



### 11.065.xxx

#### Laborflaschen - pressure plus - aus DURAN, Klarglas

Mit Teilung, ohne Schraubverschluss und Ausgiessring, druckfest -1/+1,5 bar, mit Retrace Code

| Artikel-Nr. | Inhalt<br>ml | Gewinde<br>GL | Totalhöhe<br>ohne Kappe | VE | CHF / Stk. |
|-------------|--------------|---------------|-------------------------|----|------------|
| 11.065.001  | 250          | 45            | 138                     | 10 |            |
| 11.065.002  | 500          | 45            | 176                     | 10 |            |
| 11.065.003  | 1000         | 45            | 225                     | 10 |            |



Retrace Code  
pressure plus

### 11.066.xxx

#### Laborflaschen - pressure plus - aus DURAN, Braunglas

Mit Teilung, ohne Schraubverschluss und Ausgiessring, druckfest -1/+1,5 bar, mit Retrace Code

| Artikel-Nr. | Inhalt<br>ml | Gewinde<br>GL | Totalhöhe<br>ohne Kappe | VE | CHF / Stk. |
|-------------|--------------|---------------|-------------------------|----|------------|
| 11.066.001  | 250          | 45            | 138                     | 10 |            |
| 11.066.002  | 500          | 45            | 176                     | 10 |            |
| 11.066.003  | 1000         | 45            | 225                     | 10 |            |



Retrace Code  
pressure plus  
BRAUNGLAS

### 11.067.xxx

#### Laborflaschen aus DURAN Protect, kunststoffummantelt (PU)

Mit Gewinde **GLS 80**, komplett mit Schnellschraubverschluss und Ausgiessring aus PP (140°C), Kratz-, Auslauf- und Splitterschutz, autoklavierbar, mikrowellengeeignet, Temperaturbereich -30°C bis +135°C

| Artikel-Nr. | Inhalt<br>ml | Flaschen-<br>Adm. mm | Totalhöhe<br>ohne Kappe | VE | CHF / Stk. |
|-------------|--------------|----------------------|-------------------------|----|------------|
| 11.067.001  | 500          | 101                  | 148                     | 10 |            |
| 11.067.002  | 1000         | 101                  | 218                     | 10 |            |
| 11.067.003  | 2000         | 136                  | 248                     | 10 |            |
| 11.067.004  | 5000         | 182                  | 310                     | 1  |            |



Retrace Code  
Protect

### 06.390.xxx

#### Schraubverschlusskappen aus PP, zu Laborflaschen

Mit Lippendichtung, Autoklavierbar bis 140°C Wasserdampf.

| Artikel-Nr.   | Gewinde GL | Farbe |  | VE | CHF / Stk. |
|---|------------|-------|--|----|------------|
| 06.390.001  | 25         | blau  |  | 10 |            |
| 06.390.002  | 32         | blau  |  | 10 |            |
| 06.390.003  | 45         | blau  |  | 10 |            |
|   |            |       |  |    |            |
| 06.390.004  | 45         | gelb  |  | 10 |            |
| 06.390.005  | 45         | grün  |  | 10 |            |
| 06.390.006  | 45         | grau  |  | 10 |            |
|   |            |       |  |    |            |
| <b>Kappen aus PBT - rot - , komplett mit PTFE-beschichteter Dichtung,</b> |            |       |  |    |            |
| beständig bis 180°C.  |            |       |  |    |            |
| 06.390.007  | 25         | rot   |  | 10 |            |
| 06.390.008  | 32         | rot   |  | 10 |            |
| 06.390.009  | 45         | rot   |  | 10 |            |




### 06.391.xxx

#### Ausgiessringe aus PP, zu Laborflaschen

Autoklavierbar bis 140°C Wasserdampf.

| Artikel-Nr.  | Gewinde | Farbe |  | VE | CHF / Stk. |
|--|---------|-------|--|----|------------|
| 06.391.001   | 32      | blau  |  | 10 |            |
| 06.391.002   | 45      | blau  |  | 10 |            |
|  |         |       |  |    |            |
| 06.391.003   | 45      | grün  |  | 10 |            |
| 06.391.004   | 45      | grau  |  | 10 |            |
| 06.391.005   | 45      | gelb  |  | 10 |            |
|  |         |       |  |    |            |
| <b>Ausgiessringe aus ETFE - rot - , beständig bis 180°C.</b> |         |       |  |    |            |
| 06.391.006   | 32      | rot   |  | 10 |            |
| 06.391.007   | 45      | rot   |  | 10 |            |



### Andere Flaschen und Grössen auf Anfrage

